

P6 · 趋势三个切换状态 · 新首页详细方案

阅读说明

本页只展开一个模块，图中逐项标明沿用、新增、预留、待核或待定。图片按模块独立输出；正文中的功能说明可直接阅读。此为静态设计方案，不代表业务功能已上线。

P19 · 沿用数据 + 新增视图

裸眼视力、等效球镜、眼轴三个指标均有视图。

P20 · 沿用原型

左右眼颜色、日期轴、单位、最后值和差值样式保持。

P21 · 状态

不足两点或字段缺失显示暂无趋势；不能连出虚构曲线。

P22 · 说明


三张曲线图为参考原型的示意数据，不代表真实验收。

边界

除已沟通调整外，首页按原型 1:1 复刻。当前图中示例孩子、检查、SN 与门店仅演示排版，生产页面用真数据或明确空状态。头图上传成功自动开启，头图与新版首页开关独立；已上线设备后台不重做。


P6 · 趋势三个切换状态

趋势对比




建档以来 (2025-05 → 2026-08) 眼轴 右 +0.37 | 左 +0.37 mm
按检查日期连续展示 - 不构成医学结论 示范趋势数据

趋势对比



建档以来 (2025-05 → 2026-08) 眼轴 右 +0.37 | 左 +0.37 mm
按检查日期连续展示 - 不构成医学结论 示范趋势数据

趋势对比



建档以来 (2025-05 → 2026-08) 眼轴 右 +0.37 | 左 +0.37 mm
按检查日期连续展示 - 不构成医学结论 示范趋势数据

设计说明图 · 参考排版与状态；未做真实业务验收

P19 · 沿用数据 + 新增视图

裸眼视力、等效球镜、眼轴三个指标均有视图。

P20 · 沿用原型

左右眼颜色、日期轴、单位、最后值和差值样式保持。

P21 · 状态

不足两点或字段缺失显示暂无趋势；不能连出虚构曲线。

P22 · 说明

三张曲线图为参考原型的示意数据，不代表真实验收。